

**Mikrobiologie potravin a krmiv – Horizontální metoda stanovení počtu koagulázopozitivních stafylokoků (*Staphylococcus aureus* a další druhy) – Část 3: Průkaz a stanovení nízkých počtů technikou MPN**

**ČSN  
EN ISO 6888-3  
OPRAVA 1  
56 0089**

idt EN ISO 6888-3:2003/AC:2005-03

Corrigendum

Tato oprava je českou verzí opravy EN ISO 6888-3:2003/AC:2005-03.

This Corrigendum is the Czech version of the Corrigendum EN ISO 6888-3:2003/AC:2005-03.

**ČSN EN ISO 6888 (56 0089) Mikrobiologie potravin a krmiv – Horizontální metoda stanovení počtu koagulázopozitivních stafylokoků (*Staphylococcus aureus* a další druhy) – Část 3: Průkaz a stanovení nízkých počtů technikou MPN** z listopadu 2003 se opravuje takto:

**Oznámení o schválení**

Text ISO 6888-3:2003/Cor.1:2003 byl schválen CEN jako EN ISO 6888-3/AC:2005 bez jakýchkoli modifikací.

**Článek 9.1.1**

Odstavec 2 článku 9.1.1 se mění následujícím způsobem, aby se předešlo nedorozumění.

1 ml prvního ředění (což odpovídá 0,1 g nebo 0,1 ml vzorku) se přidá k 9 ml modifikovaného bujonu podle Giolittiho a Cantoniho o jednoduché koncentraci (5.2) nebo se přidá 10 ml prvního ředění (což odpovídá 1 g nebo 1 ml vzorku) k 10 ml modifikovaného bujonu podle Giolittiho a Cantoniho o dvojnásobné koncentraci. Při zkoušení větších množství vzorku se připraví nejprve první ředění smísením  $x$  ml nebo  $x$  g vzorku s devítinásobným objemem ( $9x$  ml) ředícího roztoku (v souladu s ISO 6887 nebo ISO 8261). Pak se celé takto připravené první ředění přenesse do objemu  $90x$  ml modifikovaného bujonu podle Giolittiho a Cantoniho o jednoduché koncentraci, který obsahuje co nejmenší množství vzduchu (ve zkumavkách, popř. kultivačních nádobkách se smí nalézat pouze minimální zbytky vzduchu) a ke kterému byl přidán teluričitan draselný jako suplement (např. 5 ml nebo 5 g vzorku se přidá k 45 ml ředícího roztoku a poté se celé toto první ředění přenesse do 450 ml modifikovaného bujonu podle Giolittiho a Cantoniho o jednoduché koncentraci).

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

### **ČSN EN ISO 6888-3 OPRAVA 1**

Vydal: ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha

Vytiskl: XEROX CR, s.r.o.

Rok vydání 2005, 2 strany

Distribuce: Český normalizační institut, Hornoměřolupská 40, 102 04 Praha 10

**73700** Cenová skupina 403

